

Solicitação de Envio de Material



LAUDO
Laboratório

Cliente: _____ Data da Solicitação: ____/____/____
Solicitante: _____ E-mail: _____
Contato: _____ Cidade/UF: _____
Endereço / Entrega: _____ CEP: _____

- Para garantir que os materiais estejam disponíveis a tempo, é necessário solicitar com 15 dias de antecedência.
- O prazo estimado para despacho é de 2 a 4 dias úteis após a confirmação do recebimento da solicitação.
- Os materiais mencionados abaixo devem ser usados exclusivamente para a coleta das amostras, que serão processadas **unicamente** pelo Laudo Laboratório.
- Para preencher o documento digital, mantenha o cursor do mouse sobre os campos em azul para ler as instruções de preenchimento.

Eppendorf

Material	Quant.	Descrição
Eppendorf Siliconado - 2,0 mL		Utilizado para separar o soro do sangue.
Eppendorf - 1,5 mL		Utilizado para transferir o soro para o tubo Eppendorf de 2,0 mL e enviá-lo ao laboratório.

Swab

Material	Quant.	Descrição
Swab de Arrasto com Solução Salina 0,85% (2 un.)		Swab tipo gaze com solução e barbante
Swab de Propé com Solução Salina 0,85% (1 par)		Touca para os pés - 2 unidades por embalagem
Swab de Propé com Solução Salina 0,85% (2 pares)		Touca para os pés - 4 unidades por embalagem
Swab de Propé Estéril Seco (1 par)		Touca para os pés - 2 unidades por embalagem
Swab Individual Palito Estéril		Swab de Traqueia/Cloaca - 1 unidade por embalagem

Saco Plástico

Material	Quant.	Descrição
Saco Plástico com Identificação	20 cm x 34 cm x 0,0080 cm	Para amostras de Fezes e envio de Eppendorfs
Saco Plástico para Ovos Bicados	30 cm x 50 cm x 0,01 cm	Para amostras de Ovos Bicados
Abraçadeiras	8 cm	Para lacrar as embalagens de envio.

Tubo Falcon

Material	Quant.	Descrição
Tubo de Plástico Falcon - 15,0 mL		Para amostras de Água (Bacteriológico - Não Oficial)
Tubo de Plástico Falcon - 50,0 mL		Para amostras de Mecônio

Outros Materiais

Material	Quant.	Descrição
Seringa de 5 mL sem agulha		A cada 150 amostras - 5 seringas
Agulha Hipodérmica 21 G 0,80 x 25 mm		A cada 150 amostras - 5 agulhas
Placa de Exposição		Para exposição ambiental

Observações: